

Audiometrie Schulung

Schwindeltraining

Brandt-Daroff-Manöver

Therapie zum gutartigen Lagerungsschwindel des horizontalen Bogenganges (h-BPLS)



Der Patient lässt sich aus dem Sitzen jeweils nach rechts und links zur Seite fallen. Die Position wird jeweils so lange gehalten, bis der Schwindel aufhört. Nach mehrmaliger Wiederholung tritt dann kein Schwindel mehr auf.

Diese Manöver ist seitenunspezifisch und kann sowohl bei atypischem h-BPLS rechts als auch links durchgeführt werden